

一、提交（用户动作）

1.1 触发条件

用户完成以下步骤后，点击“提交评估”按钮：

- 已选择宠物（若未选择，提示“请先选择宠物”）
- 已勾选至少 1 个症状（若未勾选，提示“请至少选择一个症状”）
- 补充描述（选填）字数 ≤ 100 字，且不含敏感词

1.2 提交动作

- 按钮状态：点击后变为 加载中...，禁用重复点击
- 调用云函数：submitSymptom
- 入参：

```
json
{
  "petId": "pet_001",
  "symptomIds": ["vomit", "diarrhea", "lethargy"],
  "description": "呕吐物为白色泡沫，精神萎靡"
}
```

1.3 前端等待

- 显示加载提示：“正在评估风险，请稍候...”
 - 超时设置：5 秒未返回结果，提示“网络繁忙，请重试”
-

二、规则引擎判断风险等级（云函数内部）

2.1 输入数据

字段	说明
<code>petId</code>	宠物 ID，用于后续记录
<code>symptomIds</code>	用户勾选的症状 ID 列表（数组）
<code>description</code>	用户补充文本（可选）

2.2 规则引擎逻辑（纯规则，无 AI）

第一步：高风险判断（熔断检查）

若 `symptomIds` 中包含以下 **高危症状 ID** 中的任意一个，直接判定为 **高风险**：

症状 ID	对应症状
<code>seizure</code>	抽搐
<code>coma</code>	昏迷
<code>dyspnea</code>	呼吸困难
<code>bleeding</code>	持续出血
<code>hematuria</code>	尿血
<code>paralysis</code>	瘫痪

→ 判定结果：`riskLevel = "high"`，**不进行后续判断**，直接返回。

第二步：中风险判断（未触发高风险时）

若满足以下 **任一条件**，判定为 **中风险**：

条件	说明
条件 A	症状数量 ≥ 3 个，且包含 <code>vomit</code> （呕吐）或 <code>diarrhea</code> （腹泻）或 <code>fever</code> （发热）
条件 B	症状数量 ≥ 3 个，且用户补充描述中包含“反复”“持续”“加重”等关键词
条件 C	症状数量 ≥ 4 个（不考虑具体症状）

→ 判定结果：`riskLevel = "mid"`

第三步：低风险判断

不满足高风险和中风险条件 → `riskLevel = "low"`

2.3 输出结果（云函数返回）

```
json
{
  "code": 0,
  "data": {
    "recordId": "rec_001",
    "riskLevel": "mid", // "low" / "mid" / "high"
    "advice": "建议 24 小时内就医观察，记录症状变化", // 对应风险等级的固定建议
    "symptomSummary": "呕吐、腹泻、精神萎靡" // 用于前端展示
  }
}
```

2.4 数据存储（`symptom_records` 表）

字段	值
<code>_id</code>	自动生成
<code>userId</code>	当前用户 openid
<code>petId</code>	用户选择的宠物 ID
<code>symptoms</code>	症状 ID 数组
<code>description</code>	用户补充文本
<code>riskLevel</code>	"low" / "mid" / "high"
<code>status</code>	"completed"
<code>createdAt</code>	当前时间戳

三、展示风险结果页（前端）

3.1 页面结构

text	
+-----+	
风险评估结果	

[风险等级卡片]	
✓ 低风险 / 中风险 / ● 高风险	

[风险描述 + 建议]	

[按钮区域]	

3.2 不同风险等级的展示内容

风险等级	卡片颜色	标题	建议内容	按钮
低风险	✓ 绿色	低风险	"当前症状风险较低。建议继续观察，保持正常饮食饮水，记录症状变化。如症状持续或加重，请及时就医。"	"返回首页"
中风险	□ 黄色	中风险	"当前症状风险中等。建议 24 小时内就医，或持续观察并联系兽医。请记录症状变化，必要时拍照留存。"	"查看附近医院"
高风险	● 红色	高风险	"当前症状风险较高，建议立即就医！请勿拖延，尽快前往最近的宠物医院。"	"前往急救通道"

3.3 免责声明（固定显示）

text

⚠️ 本工具仅用于风险评估，不提供任何诊疗建议。
如宠物出现严重症状（抽搐、昏迷、呼吸困难等），请立即就医。

3.4 页面逻辑

- 页面加载时，根据云函数返回的 `riskLevel` 动态渲染对应内容
- 所有按钮均支持点击

- 返回首页的按钮使用 `wx.navigateBack` 或 `wx.switchTab`（取决于首页是否为 tab 页）
-

四、低/中风险处理（详细描述）

4.1 低风险

按钮	行为	说明
“返回首页”	<code>wx.switchTab({ url: "/pages/index/index" })</code>	回到首页，用户可继续自查或使用其他功能
“重新自查”	<code>wx.navigateTo({ url: "/pages/symptom/guide" })</code>	重新开始症状自查流程（建议保留在下方作为可选）

附加功能（可选）：

- 若用户点击“重新自查”，保留上次选择的宠物和症状，方便快速调整
- 若用户继续自查，不重复创建记录

4.2 中风险

按钮	行为	说明
“查看附近医院”	<code>wx.navigateTo({ url: "/pages/hospital/list" })</code>	跳转到就医导航列表，自动排序

按钮	行为	说明
"返回首页"	<code>wx.switchTab({ url: "/pages/index/index" })</code>	返回首页

附加功能（可选）：

- 若用户点击“查看附近医院”，在导航列表页自动添加筛选条件：“24 小时急诊”默认关闭
- 页面标题显示“附近宠物医院 - 中风险建议就医”

五、高风险处理 → 跳转急救通道（详细描述）

5.1 高风险结果页

- 卡片为红色，标题“高风险”
- 建议内容加粗显示：“当前症状风险较高，建议立即就医！请勿拖延！”
- 只有一个按钮：“前往急救通道”

5.2 按钮行为

按钮	行为	说明
"前往急救通道"	<code>wx.navigateTo({ url: "/pages/emergency/index" })</code>	跳转急救通

5.3 跳转时的数据传递

跳转时，自动传递以下参数（通过 `query` 或 `storage`）：

```
json
{
  "fromRiskResult": true,
  "riskLevel": "high",
  "petId": "pet_001"
}
```

用于急救通道页面显示“高风险状态”的标识，但 V1.0 暂不特殊处理。

5.4 急救通道页面行为

- 自动请求定位权限
- 显示最近 3 家 24 小时急诊宠物医院
- 页面顶部显示红色提示：“⚠️ 您的宠物被评估为高风险，请立即就医！”

5.5 禁止操作

- 高风险结果页 **不允许** 返回首页或重新自查（防止用户延误就医）
- 若用户点击返回按钮，弹出确认框：“您的宠物为高风险，是否确认返回？”
（仅用于极端情况）

六、异常处理与边界场景

场景	处理方式
网络异常	提交时显示“网络异常，请重试”，保留已填数据
云函数超时（>5 秒）	显示“评估超时，请重试”，不创建记录

场景	处理方式
规则引擎无匹配	默认降级为“低风险”，并记录异常日志
高风险跳转后用户返回	用户可返回结果页，但会再次提示“高风险，请立即就医”
用户拒绝定位	急救通道显示“请授权定位”，否则无法显示医院

七、流程图（完整版）

text

[用户提交症状]



[云函数 submitSymptom]



[规则引擎判断]

